




เครื่องแปลงสัญญาณเสียง
Nucleus® 7 SE

การอ้างอิงด่วน

เกี่ยวกับ

คู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง *Nucleus® 7 SE* เป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่องแปลงสัญญาณเสียง ข้อบ่งใช้ และข้อห้ามใช้ รวมทั้งคำเตือนและการแก้ไขปัญหาหลังจากที่คุณอ่านคู่มือผู้ใช้แล้ว ให้ใช้การอ้างอิงส่วนนี้เพื่อทบทวนการทำงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง



ล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่

ล็อคแบตเตอรี่เข้ากับหน่วยประเมินผลเพื่อป้องกันการจัดแงะ



ดันไปด้านซ้ายเพื่อล็อค/
ดันไปด้านขวาเพื่อปลดล็อค

ถอด/ใส่แบตเตอรี่



ถอด





ใส่

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะเปิด
โดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง




1. หมุนสกรูล็อคในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อคฝาแบตเตอรี่ที่ป้องกันการรบกวน (หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค)
2. เลื่อนเพื่อเปิด




3. ใส่แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งแบบ Zinc-Air 675 (PR44) ใหม่ 2 ก้อน (ห้ามใช้แบบซีลเวอรั้ออกไซด์หรืออัลคาไลน์) โดยหงายด้านเรียบขึ้น
4. ใส่ฝาแบตเตอรี่กลับเข้าที่
5. เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะเปิดโดยอัตโนมัติ

สวมใส่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง



1. วางเครื่องแปลงสัญญาณเสียงไว้ที่หูของคุณโดยปล่อยให้คอยล์ห้อยลง



2. ขยับคอยล์ไปทางด้านข้างและวางลงบนประสาทหูเทียมของคุณ

**ข้อควรระวัง**

หากคุณมีประสาทหูเทียมสองข้าง คุณต้องใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ถูกต้องสำหรับประสาทหูเทียมแต่ละข้าง

เปิดและปิด

วิธีการเปิด:

- เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือ
- กดปุ่มแล้วปล่อย

วิธีการปิด:

- ถอดแบตเตอรี่ออกหรือ
- กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่าจะปิด



หมายเหตุ

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องแปลงสัญญาณเสียงกับประสาทหูเทียม เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสองนาทีหากได้รับการเปิดใช้งานจากแพทย์ของคุณ

เปลี่ยนโปรแกรม

กดปุ่มแล้วปล่อย
เพื่อเปลี่ยนโปรแกรม

จำนวนของเสียงบีบหรือไฟกะพริบ
สีเขียว (หากตั้งค่าโดยแพทย์)
แสดงถึงหมายเลขของโปรแกรม



สตริมเสียง

กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที แล้วปล่อย
เพื่อสตริมเสียง

สีน้ำเงิน: กำลังสตริมเสียงจาก
เทเลคอยล์/อุปกรณ์เสริมไร้สาย

สีเขียว: กำลังรับเสียงจากไมโครโฟน







กตแล้วปล่อยอีกครั้งหากคุณต้องการสลับ
ไปยังแหล่งเสียงถัดไป

กตครั้งแรก	เทเลคอยล์ (หากตั้งค่าไว้)
กตครั้งที่สอง	อุปกรณ์เสริมไร้สายที่จับคู่เครื่องแรก
กตครั้งที่สาม...	อุปกรณ์เสริมไร้สายที่จับคู่เครื่องถัดไป...




กตปุ่มแล้วปล่อยเพื่อหยุดการสตรีมและ
กลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า

ไฟ

การใช้งานประจำวัน

ไฟ	ความหมาย
	เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะกะพริบขณะรับเสียงจากไมโครโฟน (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังเปิดและกำลังเปลี่ยนโปรแกรม จำนวนของการกะพริบแสดงถึงหมายเลขของโปรแกรมห้างปัจจุบัน
	เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะกะพริบขณะรับเสียงจากแหล่งเสียง (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังปิดเครื่องแปลงสัญญาณเสียง

การแจ้งเตือน

ไฟ	ความหมาย
	เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะกะพริบในขณะที่คอยล์ ไม่ได้เชื่อมต่อ (หรือเชื่อมต่อกับประสาหูเทียมที่ไม่ถูกต้อง)
	แบตเตอรี่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ผิดปกติ ติดต่อแพทย์ของคุณ ไฟจะติดจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne

Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom

Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426

Cochlear Americas

10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus และไดโนซอร์ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ของ Cochlear Limited

© Cochlear Limited 2020

D1932136 V1

Thai translation of D1790675 V1 2021-10