



Cochlear[®]

Hear now. And always

Procesador de sonido Nucleus[®] 8

Referencia rápida

Acerca de

La *Guía de usuario del procesador de sonido Nucleus® 8* es su principal fuente de información acerca de su procesador de sonido. Incluye información sobre la finalidad prevista, las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias y la resolución de problemas relacionados con su procesador de sonido.

Use esta referencia rápida después de leer la Guía de usuario para recordar cómo realizar las funciones más comunes con su procesador de sonido.

Procesador de sonido



1. Micrófonos

2. Bobina

3. Imán

4. Cable de la bobina

5. Unidad de procesamiento

6. Módulo de pilas

7. Número de serie

8. Botón de control

9. Codo

10. Indicador luminoso

Referencia rápida

Bloquear/desbloquear la pila

Bloquee la pila en la unidad de procesamiento para fijarla con seguridad.



A la izquierda para bloquear,
a la derecha para desbloquear.

Retirar/acoplar la pila




Retirar





Acoplar

El procesador de sonido se enciende automáticamente.

Cambiar las pilas desechables



1. Gire el tornillo de bloqueo hacia la izquierda para desbloquear la tapa de las pilas con fijación de seguridad (y hacia la derecha para bloquearla).
2. Deslice la tapa para abrirla.



3. Inserte dos pilas desechables nuevas de cinc-aire 675 (PR44) (no de óxido de plata ni alcalinas) con la parte plana hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
5. El procesador de sonido se enciende automáticamente.

Llevar el procesador de sonido



1. Coloque el procesador de sonido en la oreja, de forma que la bobina quede colgando.



2. Mueva la bobina lateralmente y sitúela sobre su implante.



Precaución

Si tiene dos implantes, debe utilizar el procesador de sonido correspondiente a cada implante.

Encender y apagar

Para encender:

- Conecte la pila, o
- **pulse brevemente** el botón.

Para apagar:

- Desconecte la pila, o
- **mantenga pulsado** el botón durante 5 segundos, hasta que se apague.



Nota

Si no conecta el procesador de sonido en el implante, se apagará automáticamente después de dos minutos (si el especialista clínico lo ha configurado así).

Cambiar de programa

Pulse brevemente el botón para cambiar de programa.

El número de pitidos o parpadeos **verdes** (si los ha configurado su especialista clínico) indica el número de programa.



Transmitir audio

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos y **suelte a continuación** para transmitir audio.

Azul: transmitiendo audio desde los accesorios inalámbricos/la telebobina.

Verde: recibiendo sonido de los micrófonos.



Pulse y suelte de nuevo si necesita desplazarse a la siguiente fuente de audio:

Primero pulse: La telebobina (si está configurada)

Después pulse: El primer accesorio inalámbrico enlazado

Por último, pulse: El siguiente accesorio inalámbrico enlazado

Pulse brevemente el botón para detener la transmisión y volver al ajuste anterior.

Luces

Uso cotidiano

Luz	Qué significa
	El procesador de sonido parpadea cuando recibe sonido de los micrófonos (solo modo infantil).
	Encendiendo el procesador y cambiando de programa. El número de parpadeos indica el número del programa actual.
	El procesador de sonido parpadea mientras recibe el sonido desde la fuente de audio (solo modo infantil).
	Apague el procesador de sonido.

Alarmas

Luz	Qué significa
	El procesador de sonido parpadea cuando la bobina está apagada (o conectada al implante erróneo).
	La pila del procesador de sonido está gastada. Cambie la pila.
	Fallo. Póngase en contacto con su especialista clínico. Permanece encendida hasta que se solucione el fallo.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2022

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University,
NSW 2109, Australia.

Tel: +61 2 9428 6555

Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove,
NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555

Fax: +61 2 9428 6352

ECREP Cochlear Deutschland

GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A,
30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770

Fax: +49 511 542 7770

www.cochlear.com

CHREP Cochlear AG

EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4,
4052 Basel, Switzerland

Tel: +41 61 205 8204

Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Americas

10350 Park Meadows Drive,
Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010

Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Europe Ltd

6 Dashwood Lang Road, Bourne Business
Park, Addlestone,

Surrey KT15 2HJ, United Kingdom

Tel: +44 1932 26 3400

Fax: +44 1932 26 3426

D1971859 V1

Spanish translation of D1883474 V1 2022-02

Cochlear® 