



Hear now. And always

**ਤੁਹਾਡੇ Cochlear™ Nucleus®
Sound Processor ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ**



ਤੁਹਾਡੇ ਔਫ-ਦ-ਈਅਰ (OTE) ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ




ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Cochlear® SoftWear™ ਪੈਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ, ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਅਤੇ। ਸਖਤ, ਜਮੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨਰਮ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ:



Kanto 2 Sound Processor ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਮ ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।



Kanto Sound Processor ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Dry & Store® ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ



ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਡ (ਜੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਟੁਟਿਆ ਹੈ।



ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ (ਜੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੋ।



ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Kanto Sound Processor ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝੋ।

ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ



ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Dry & Store® ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Dry-Brik® ਨੂੰ ਬਦਲੋ। Dry-Brik® ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਤੀਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ



ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ - ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ



ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ Aqua+ ਸਲੀਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ



ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਈਡ-ਦ-ਈਅਰ (BTE) ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ


ਰੋਜ਼ਾਨਾ



ਨਰਮ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾਓ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।




ਸਿਰਫ਼ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਟਰ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ।



ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਟਾਓ, ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।



ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਸੀਧਾ ਰਖੋ।



ਰਾਤ ਨੂੰ, Cochlear ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ Dry & Store[®] ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ



ਬੈਟਰੀ ਮੋਡੀਊਲ, ਕੋਇਲ, ਕੋਇਲ ਕੇਬਲ, ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। (ਕੰਨ ਦੇ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡੋ)

ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ



Dry-Brik[®] ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ)ਨੂੰ ਬਦਲੋ।

Dry-Brik[®] ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗੁਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਤੀਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ



ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ - ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ



ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ Aqua+ ਸਲੀਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ



ਹਮੇਸ਼ਾ

- ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਮੇਂ, ਓਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਅਰ ਆਇਲ/ਜੈਲ/ਸਪਰੇਅ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ।
- ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਜਾਂ ਯੂੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹਿਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ।



ਕਦੇ ਨਾ

- ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਰਚਨ ਜਾਂ ਮੋਡਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ
- ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ।
- ਐਕਵਾ+ ਸਲੀਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਉਣ, ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ Dry & Store[®] ਯੂਨਿਟ/ਹੋਮ ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Cochlear Nucleus ਗਲੋਬਲ ਵਾਰੰਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ Cochlear-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

Hear now. And always

Cochlear is dedicated to helping people with moderate to profound hearing loss experience a world full of hearing. As the global leader in implantable hearing solutions, we have provided more than 700,000 devices and helped people of all ages to hear and connect with life's opportunities.

We aim to give people the best lifelong hearing experience and access to next generation technologies. We collaborate with leading clinical, research and support networks to advance hearing science and improve care.

That's why more people choose Cochlear than any other hearing implant company.

 Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd.

204, Second Floor, Platina Bldg., Plot No. C 59, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051 - India Tel: +91 20 6708 2935 Fax: +91 22 6112 1100

www.cochlear.com/in

Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always follow the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.

The Cochlear Nucleus 8 Sound Processor is dust and water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529. The Nucleus 8 Sound Processor was tested to a depth of up to 1 metre for up to 1 hour. Refer to the relevant user guide for more information.

The Kanso 2 Sound Processor is dust and water resistant to level of IP68 of the International Standard IEC60529.

The Cochlear Nucleus 8 and Kanso 2 Sound Processor with Aqua+ is dust and water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529. The Nucleus 8 and Kanso 2 Sound Processor with Aqua+ can be continuously submerged under water to a depth of up to 3 metres for up to 2 hours. Refer to the relevant user guide for more information.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, the elliptical logo, and marks bearing an ® or ™ symbol, are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited (unless otherwise noted). Dry & Store and Dry-Brik are registered trademarks of Ear Technology Corporation.

© Cochlear Limited 2023. D2068802 V2 JUN2023.