



Su paciente, su cuidado, en cualquier lugar

Cochlear™ Remote Care para
procesadores de sonido Baha® 6 Max




Las soluciones Remote Care forman
parte de Cochlear Connected Care

A woman with reddish-brown hair is smiling and looking down at a black smartphone she is holding in her hands. She is wearing a light blue zip-up jacket over a brown turtleneck sweater. The background is a blurred green plant. A yellow curved shape is in the top left corner, and a thin white line curves from the bottom left towards the center.

Remote Assist es una
forma práctica de
programar y ajustar
de manera remota
los dispositivos
de tus pacientes,
directamente desde
su software de ajuste.

Cuidado de calidad, en cualquier lugar

Con Cochlear™ Remote Care, puede ofrecer a sus pacientes la comodidad de recibir cuidado auditivo de calidad sin necesidad de visitar la clínica. Tiene la flexibilidad de gestionar el progreso de sus pacientes de manera remota y la capacidad de atender a más personas, incluyendo aquellas que puedan estar limitadas por ubicación, salud, movilidad o responsabilidades laborales y familiares.



Cochlear Remote Assist

Una de nuestras opciones de Remote Care es Remote Assist para los procesadores de sonido Baha® 6 Max, que le permite apoyar el progreso de sus pacientes de una forma totalmente nueva. Con Remote Assist, usted puede programar remotamente los procesadores Baha 6 Max según la actividad planificada, incluyendo primeras adaptaciones, actualizaciones y reemplazos de procesadores, tanto en pacientes adultos como pediátricos. Esto significa que usted puede conectarse con sus pacientes mediante una videollamada en el software de ajuste Baha Fitting Software y optimizar sus resultados auditivos igual que lo haría en una consulta presencial.




Remote Care

Cómo funciona

- 1 A la hora de la cita programada, usted llama al paciente mediante la función Remote Assist en Baha Fitting Software 6.1 o posterior.
- 2 El paciente simplemente puede responder su llamada en su smartphone compatible, lo que le permite unirse a la videollamada a través de la Baha Smart App.*
- 3 Una vez conectados, usted puede brindar apoyo a su paciente, como asesoramiento y solución de problemas, tal como lo haría en una visita habitual a la clínica. También puede conectarse remotamente al Baha 6 Max del paciente para hacer ajustes utilizando las funciones del software de ajuste, incluyendo Feedback Analyser y BC Direct. Los ajustes se aplican de forma sincrónica.
- 4 Cuando ambos estén satisfechos con los resultados, puede guardar los cambios realizados en el procesador y luego salir de Remote Assist finalizando la llamada.

Para obtener más información detallada sobre el uso de Remote Assist para Baha 6 Max, consulte la guía de inicio para profesionales de Baha Remote Care.





Apoyando el cuidado centrado en el paciente

Cuidado personalizado y consistente

Remote Care le ayuda a mantenerse conectado con sus pacientes, ofreciendo un cuidado constante a lo largo de su trayectoria auditiva. Las soluciones Remote Care pueden personalizarse para cada paciente, empoderándolos para colaborar con usted en el manejo continuo de su salud auditiva.

La tranquilidad de un cuidado de calidad

Remote Care está diseñado para mejorar su práctica clínica combinando su experiencia con soluciones basadas en evidencia que pueden ayudarle a gestionar su base de pacientes, tiempo y recursos. Con más de 750,000 dispositivos implantados, las soluciones de cuidado de Cochlear se basan en amplios datos de programación y conocimientos sobre los pacientes, brindándole la confianza para ofrecer un cuidado de calidad de forma remota.

Soluciones de cuidado innovadoras y seguras

Como pioneros en audición implantable, sabemos que las expectativas y preferencias de los pacientes cambian con el tiempo. Por eso, estamos comprometidos con el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de cuidado que le ayuden a responder a esas necesidades cambiantes.

La tecnología en la nube segura de Remote Care facilita un cuidado de calidad desde usted hacia sus pacientes, protegiendo al mismo tiempo sus datos personales mediante técnicas de encriptación de alto nivel. Al ofrecer soluciones Remote Care tanto sincrónicas como asincrónicas, Cochlear lidera la industria en innovación.

Para obtener más información sobre cómo inscribir su clínica en Cochlear Remote Care, contacte a su representante de Cochlear o visite www.cochlear.com/la



Hear now. And always

Cochlear se dedica a ayudar a las personas con pérdida auditiva de moderada a profunda a experimentar un mundo lleno de audición. Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, hemos proporcionado más de 750.000 dispositivos y hemos ayudado a personas de todas las edades a escuchar y conectarse con las oportunidades de la vida.

Nuestro objetivo es brindar a las personas la mejor experiencia auditiva de por vida y acceso a tecnologías de próxima generación. Colaboramos con las principales redes clínicas, de investigación y de apoyo para avanzar en la ciencia auditiva y mejorar el cuidado.

Es por eso que más personas eligen Cochlear que cualquier otra compañía de implantes auditivos.

* Para obtener información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility

 **Cochlear Bone Anchored Solutions AB**, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00

Cochlear Ltd. (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia
Tel: +61 2 9428 6555

Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA
Tel: +1 303 790 9010

Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204

Cochlear Latinoamérica, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220

Cochlear Europe Ltd., 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2HJ, United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Sti., Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. Boğaziçi Plaza, No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey
Tel: +90 216 538 59 00

www.cochlear.com

Este material está destinado a profesionales. Si es un consumidor, consulte a su profesional de la salud sobre los tratamientos para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar, y tu profesional de la salud auditiva le aconsejará sobre los factores que podrían afectar tu resultado. Siga siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Pónte en contacto con tu representante local de Cochlear para obtener información sobre el producto.

El Procesador de Sonido Cochlear Baha 6 Max es compatible con dispositivos Apple y Android. Cochlear Baha Smart App está disponible en App Store y Google Play.

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, SmartSound, el logotipo elíptico y las marcas que llevan un símbolo ® o ™ son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB o Cochlear Limited (a menos que se indique lo contrario).

Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registrado en los EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2022. Todos los derechos reservados. D2440911 Baha Remote Care Professional Brochure ES-LA LATAM