



Processeur de son
Osia® 3 de Cochlear®

Tableau comparatif



Processeur de son Osia® 3/3(I)¹

Processeur de son Osia® 2/2(I)²

Taille (H × l)	36 mm × 32 mm	35,8 mm × 31,8 mm
Projection	11,2 mm	10,4 mm
Plage de réglage (jusqu'à)	65 dB HL (spécifique à la fréquence)*	55 dB HL (PTA4)
Bande passante	100 Hz à 9,5 kHz	100 Hz à 7 kHz
Poids	10,7 g	11,5 g
Rechargeable	✓	
Autonomie de la pile [†]	Jusqu'à 30 heures	22 à 33 heures
Indice de protection IP du processeur de son	IP68 [‡]	IP57/IP52 [‡]
Accessoire de protection contre l'eau (niveau de protection)	Aqua+ (IP68 [‡]) (testé pour un maximum de 50 utilisations)	Aqua+ (IP68 [‡]) (testé pour un maximum de 50 utilisations)
Commande par bouton	✓	✓
LED	✓	✓
Diffusion avec Android™ ⁺	✓	
Diffusion avec iOS ⁺	✓	✓
Bluetooth® LE Audio ⁺	✓	
Diffusion audio avec Auracast™ ⁺	✓	
Fonction mains libres	✓	
Programmation sans fil	✓	
Programmation à distance ⁺	✓	
Coques de couleur interchangeables	✓	✓

* Pour plus d'informations sur la plage de réglage, veuillez consulter la fiche technique correspondante du système Osia.

† L'autonomie de la pile varie d'un utilisateur à l'autre, en fonction de l'âge de la pile, des programmes utilisés au quotidien, du type d'implant, de l'épaisseur de la peau qui recouvre l'implant, ainsi que de la taille et du type de la pile utilisée. La diffusion peut réduire l'autonomie de la pile du processeur de son en fonction de la fréquence et de la durée des diffusions.

‡ Le processeur de son Osia 3/3(I) de Cochlear est résistant à l'eau et à la poussière selon l'indice IP68 défini par la norme internationale CEI 60529. Le processeur de son combiné avec l'accessoire Aqua+ est résistant à l'eau selon l'indice de protection IP68 (testé jusqu'à une profondeur de 3 mètres pendant 2 heures maximum). Consultez le mode d'emploi correspondant pour en savoir plus.

‡ Le processeur de son Osia 2/2(I) de Cochlear, excepté son compartiment à pile, est résistant à la poussière et à l'eau selon l'indice de protection IP57 défini par la norme internationale CEI 60529. Le processeur de son combiné à l'accessoire Aqua+ est résistant à l'eau selon l'indice IP68 (testé jusqu'à une profondeur de 3 mètres pendant 2 heures maximum) lorsqu'il est utilisé avec des piles jetables LR44 alcalines ou au nickel-métal-hydrure. Consultez le mode d'emploi correspondant pour en savoir plus.

+ Pour obtenir plus de renseignements sur la compatibilité des processeurs de son de Cochlear et des applications Smart avec les appareils Apple et Android, ou nos services Remote Care, visitez la page www.cochlear.com/compatibility.



Hear Now. And always

Cochlear se consacre à aider les personnes qui présentent une perte auditive moyenne à profonde à vivre dans un monde riche en sons. En tant que chef de file mondial des solutions auditives implantables, nous avons aidé plus de 750 000 personnes de tous âges à mieux entendre et à saisir tout ce que la vie a à offrir.

Notre objectif est de donner aux gens la meilleure expérience auditive possible tout au long de leur vie ainsi qu'un accès aux futures technologies. Nous travaillons en collaboration avec des réseaux cliniques, de recherche et de soutien de premier plan pour faire progresser la science auditive et améliorer les soins.

C'est pourquoi plus de personnes choisissent Cochlear que toute autre entreprise d'implants auditifs.

Références

1. Osia 3(I) Sound Processor and OSI300 Implant Datasheet. Cochlear Limited, Sweden. 2026; D2304776.
2. Osia System R5 Datasheet. Cochlear Limited, Sweden. 2023; D1991788
3. BCI602 BONEBRIDGE System Factsheet. Med-EL. 29214 r4.0
4. Sentio 1 Mini Product Information. Oticon Medical. 275144en – Version A / 2024.04
5. MED-EL. Make Your SAMBA Or SAMBA 2 Waterproof With WaterWear [Internet]. 2018 [cited 2026 Apr 16]. <https://blog.medel.com/technology/make-your-samba-waterproof-with-waterwear/>

Veuillez demander conseil à votre professionnel de la santé au sujet des traitements pour la perte auditive. Lisez toujours le mode d'emploi. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Communiquez avec votre représentant Cochlear local pour obtenir des renseignements sur le produit. Les opinions exprimées sont celles de la personne. Consultez votre professionnel de la santé pour déterminer si vous êtes un bon candidat pour la technologie de Cochlear.

Android est une marque de commerce de Google LLC. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un travail créé et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

©2026. Apple, le logo Apple, FaceTime, le logo Made for iPad, le logo Made for iPhone, le logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Cochlear se fait sous licence.

©Cochlear Limited 2026. Tous droits réservés. ACE, Advance OffStylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, 콘트واء, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, Nexa, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SoundBand, True Wireless, le logo elliptique, Vistafix, Whisper, WindShield et Xidium sont des marques de commerce ou des marques déposées du groupe d'entreprises Cochlear.

Cochlear Amérique du Nord

10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, États-Unis
Tél. : +1 303 790-9010 Assistance : Tél. : +1 800 483-3123

Cochlear Canada Inc.

2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada
Tél. : +1 800 483-3123 Téléc. : +1 416 972 5083

www.cochlear.com



OSI262F ISS1 SEP26

Suivez-nous

