



Cochlear®
Hear now. And always



Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2 Soundprozessor Produktkatalog







In diesem Katalog sind Komponenten und Zubehörartikel aufgeführt, die für den Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2 Soundprozessor erhältlich sind.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte können von Trägern eines Cochlea-Implantats und ihren Betreuern bestellt werden.

Zum Bestellen von Artikeln aus dem Produktkatalog wenden Sie sich an Ihre Klinik oder an Ihren Vertreter von Cochlear vor Ort.

Bitte beachten:

- Die in diesem Katalog gezeigten Produkte sind mit dem Kanso® 2 Soundprozessor (CP1150) kompatibel.
- Die Abbildungen entsprechen nicht der tatsächlichen Größe.
- Die Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, nur einzeln erhältlich.
- Die in diesem Katalog gezeigten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Änderungen an Konfigurationen oder technischen Daten vorbehalten.



Komponenten des Kanso 2 Soundprozessors



- 1 Mikrofonöffnungen
- 2 LED
- 3 Magnet
- 4 Anschlussabdeckung

Farboptionen



Schwarz



Dunkelgrau



Silbergrau




Blond



Schokoladen-
braun

Produktkomponenten



P1320278

Kanso 2 Soundprozessor (CP1150)

● P1320278 ● P1320276 ● P1320274 ○ P1320275 ● P1320277



P1376462

Kanso 2 Mikrofonabdeckung (2 Stück)

● P1376462 ● P1376466 ● P1376465 ○ P1376464 ● P1376463



P1376462

Kanso 2 Anschlussabdeckung

● P1562184 ● P1562185 ● P1562186 ○ P1562187 ● P1562188



P1434375

Cochlear Sendespulenmagnet*

P1434372 Cochlear Sendespulenmagnet, Stärke 1/2

P1434373 Cochlear Sendespulenmagnet, Stärke 1

P1434374 Cochlear Sendespulenmagnet, Stärke 2

P1434375 Cochlear Sendespulenmagnet, Stärke 3

P1434376 Cochlear Sendespulenmagnet, Stärke 4

P1434378 Cochlear Sendespulenmagnet, Stärke 5

P1434379 Cochlear Sendespulenmagnet, Stärke 6



P1540174

Cochlear Sendespulenmagnet (I) – für Träger von Profile™ Plus™ Implantaten

P1540171 Cochlear Sendespulenmagnet (I), Stärke 1/2

P1540172 Cochlear Sendespulenmagnet (I), Stärke 1

P1540173 Cochlear Sendespulenmagnet (I), Stärke 2

P1540174 Cochlear Sendespulenmagnet (I), Stärke 3

P1540175 Cochlear Sendespulenmagnet (I), Stärke 4

P1540176 Cochlear Sendespulenmagnet (I), Stärke 5



P1434756

Cochlear Magnetwerkzeug

P1434756 Cochlear Magnetwerkzeug

* Wenn Sie einen Sendespulenmagneten mit anderer Stärke als bisher verwenden möchten oder nicht genau wissen, welches Implantat Sie tragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

^ Für Träger von Profile Plus Implantaten gelten die Informationen zu Cochlear CI600 Serie Implantaten (CI612, CI622, CI632)

Akkuladegeräte



P1434277

Cochlear Ladestation

P1434277 Cochlear Ladestation



P1434347

Cochlear mobiles Ladegerät

P1434347 Cochlear mobiles Ladegerät mit kurzem Kabel

P1593003 Cochlear mobiles Ladegerät mit langem Kabel



P1320328

Cochlear mobiles Ladegerät – Ersatzkabel

P1320328 Cochlear mobiles Ladegerät – Kabel, kurz (30 cm)

P1320330 Cochlear mobiles Ladegerät – Kabel, lang (50 cm)



Z569903

Bedienhilfe

CR310 Bedienhilfe

Z569903 CR310 Bedienhilfe



P1631530

Pflege und Wartung

Rucksack für Implantat-Träger

P1631530 Rucksack für Implantat-Träger



P1340426

Aufkleber zur individuellen Gestaltung

P1340426 Aufkleber zur individuellen Gestaltung



Z339244

Nucleus Aufkleber zur Seitenkennzeichnung

Z339244 Nucleus Aufkleber zur Seitenkennzeichnung

Halte- und Trageoptionen



Cochlear Stirnband für den Kanso 2 Soundprozessor*

- P1434786 Cochlear Stirnband (M, schwarz)
- P1434787 Cochlear Stirnband (L, schwarz)
- P1434779 Cochlear Stirnband (XS, vanille)
- P1434783 Cochlear Stirnband (XS, schwarz)
- P1434782 Cochlear Stirnband (XS, grau)
- P1434780 Cochlear Stirnband (S, vanille)
- P1434785 Cochlear Stirnband (S, schwarz)
- P1533353 Cochlear Stirnband (S, grau)



Cochlear Softwear™ Auflage (Packung zu 5 Stück)

- P793402 Cochlear Softwear™ Auflage



Sicherheitsschnur (lang) (Packung zu 2 Stück)

- P1562172 Sicherheitsschnur (lang), schwarz
- P1562173 Sicherheitsschnur (lang), schokoladenbraun
- P1562174 Sicherheitsschnur (lang), blond
- P1562175 Sicherheitsschnur (lang), silbergrau
- P1562176 Sicherheitsschnur (lang), dunkelgrau



Sicherheitsschnur (kurz) (Packung zu 2 Stück)

- P1562147 Sicherheitsschnur (kurz), schwarz
- P1562148 Sicherheitsschnur (kurz), schokoladenbraun
- P1562149 Sicherheitsschnur (kurz), blond
- P1562150 Sicherheitsschnur (kurz), silbergrau
- P1562191 Sicherheitsschnur (kurz), dunkelgrau

* Passend für folgende Kopfumfänge: 40-48 cm (XS), 45-53 cm (S), 48-58 cm (M), 53-63 cm (L)



P1562178

Sicherheitsschnur (kurze Schleife) (Packung zu 2 Stück)

- P1562178 Sicherheitsschnur (kurze Schleife), schwarz
- P1562179 Sicherheitsschnur (kurze Schleife), schokoladenbraun
- P1562180 Sicherheitsschnur (kurze Schleife), blond
- P1562181 Sicherheitsschnur (kurze Schleife), silbergrau
- P1562182 Sicherheitsschnur (kurze Schleife), dunkelgrau



P785309

Nucleus Haarclip für Sicherheitsschnur (Packung zu 5 Stück)

- P785309 Nucleus Haarclip für Sicherheitsschnur, schwarz
- P785310 Nucleus Haarclip für Sicherheitsschnur, weiß
- P785312 Nucleus Haarclip für Sicherheitsschnur, braun



P1434755

Sport-Kit

Cochlear Aqua+ für Kanso 2 Soundprozessor

- P1434755 Cochlear Aqua+ (Packung zu 2 Stück)



P740569

Kanso 2 Sport-Kit-Etui

- P740569 Kanso 2 Sport-Kit-Etui



Z467062

Nucleus Sicherheitsschnur für Aqua+

- Z467062 Nucleus Sicherheitsschnur (Packung zu 2 Stück)



Cochlear True Wireless™ Geräte



Telefonclip

94770 Cochlear Wireless Phone Clip (Telefonclip) (EU)

94772 Cochlear Wireless Phone Clip (Telefonclip) (GB)



Minimikrofon 2+

P770846 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (Minimikrofon 2+) (EU)



Audio Transmitter

94760 Cochlear Wireless TV Streamer (Audio Transmitter) (EU)

Hear now. And always

Als global führender Experte für implantierbare Hörlösungen widmet sich Cochlear der Aufgabe, Menschen mit mittelgradigem bis vollständigem Hörverlust an der Klangvielfalt des Hörens teilhaben zu lassen. Mit mehr als 600.000 Implantatlösungen haben wir Menschen jeden Alters zu einem erfüllten und aktiven Leben verholfen: Hören zu können brachte sie wieder ihren Familien, Freunden und ihrem Umfeld näher.

Wir wollen Menschen lebenslang bestmögliches Hören und den Zugang zu modernsten und innovativsten Technologien ermöglichen. Wir arbeiten mit den führenden Netzwerken für Forschung, Entwicklung und Beratung zusammen.

Weltweit entscheiden sich deshalb die meisten Menschen für implantierbare Hörlösungen von Cochlear.

■ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +61 2 9428 6555 F: +61 2 9428 6352
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +41 61 205 8204 F: +41 61 205 8205
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany T: +49 511 542 7750 F: +49 511 542 7770
Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom T: +44 1932 26 3400 F: +44 1932 26 3426
Cochlear Austria GmbH CEE Office, Millennium Tower, 45th Floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria T: +43 1 37600 26 000
Cochlear Benelux NV Schallënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium T: +32 15 79 55 77
Cochlear Denmark Lejrvej 41, 3500 Værløse, Denmark T: +45 41 53 40 00
Cochlear Europe Limited Czech Branch Office, Kamenická 656/56, 170 00 Prague 7, Czech Republic T: +420 222 13 53 13
Cochlear France SAS 135 route de Saint Simon, CS 43574, 31035 Toulouse, France T: +33 5 34 63 85 85 (international) or 0805 200 016 (national) F: +33 5 34 63 85 80
Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy T: +39 051 601 53 11 F: +39 051 39 20 62
Cochlear Middle East FZ-LLC Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates T: +971 4 818 4400 F: +971 4 361 8925
Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden T: +46 31 335 14 61
Cochlear Nordic AB Menuetto Business Center, Huopalahdentie 24 A, 00350 Helsinki, Finland T: +358 20 735 0788
Cochlear Norway AS Postboks 6614, Etterstad, 0607 Oslo, Norway T: +47 22 59 47 00
Cochlear Tibbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey T: +90 216 538 5900 F: +90 216 538 5919

www.cochlear.com/kanso2



Informieren Sie sich bei Ihrem Fachberater über die Möglichkeiten der Behandlung von Hörverlust. Ergebnisse können abweichen; Ihr Arzt berät Sie bezüglich der Faktoren, die Ihr Ergebnis beeinflussen könnten. Lesen Sie stets das Benutzerhandbuch. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Für Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter von Cochlear vor Ort.

Der Kanso 2 Soundprozessor ist entsprechend der in der Internationalen Norm IEC 60529 definierten Schutzart IP68 staub- und wasserbeständig. Der Kanso 2 Soundprozessor mit Aqua+ ist entsprechend der in der Internationalen Norm IEC 60529 definierten Schutzart IP68 staub- und wasserbeständig und kann bis zu einer Tiefe von 3 Metern und für einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden kontinuierlich in Wasser getaucht werden. Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch.

Der Cochlear Nucleus Kanso 2 Soundprozessor ist mit Apple- und Android-Geräten kompatibel. Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter www.cochlear.com/compatibility. Die Cochlear Nucleus Smart-App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, das elliptische Logo und Whisper sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken von Cochlear Limited. Ardiium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, SoundArc, Vistafix und WindShield sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken von Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

Android, Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC. Der Android Roboter wird auf der Grundlage von Werken reproduziert und modifiziert, die von Google erschaffen und geteilt werden, und er wird gemäß den Bedingungen verwendet, die in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschrieben sind.

Apple, das Apple Logo, FaceTime, das Made for iPad Logo, das Made for iPhone Logo, das Made for iPod Logo, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad und iPod touch sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

© Cochlear Limited 2020. D1784816 V2 2020-11 German Translation of D1780803 V4 2020-11