



Seu paciente, seu cuidado, em qualquer lugar

Cochlear™ Remote Care para
processadores de som Baha® 6 Max e
Baha 7



As soluções de Remote Care fazem
parte do Cochlear Connected Care

O Remote Assist
é uma forma
conveniente de
programar e ajustar
remotamente os
dispositivos dos
seus pacientes,
diretamente no seu
software de ajuste.




Cuidado de qualidade, em qualquer lugar

Com Cochlear™ Remote Care, você pode oferecer aos seus pacientes a conveniência de cuidados auditivos de qualidade sem a necessidade de visitar a clínica. Você tem a flexibilidade de gerenciar o progresso dos pacientes remotamente e o tempo para oferecer cuidados a mais pacientes, incluindo aqueles que possam ter limitações de localização, saúde, mobilidade ou compromissos de trabalho e familiares.

Cochlear Remote Assist

Uma das nossas ofertas de Remote Care é o Remote Assist para Processadores de Som Baha® 6 Max e Baha 7, que permite apoiar a evolução dos seus pacientes de uma forma totalmente nova. Com o Remote Assist, você pode programar remotamente os Processadores de Som Baha 6 Max e Baha 7 de acordo com a atividade planejada, incluindo primeiros ajustes, upgrades e substituições de processadores, tanto para pacientes adultos quanto pediátricos. Isso significa que você pode se conectar com seus pacientes por meio de uma consulta por vídeo no Baha Fitting Software e otimizar seus resultados auditivos da mesma forma que faria em uma consulta presencial.




Remote Care

Como funciona

- 1 No horário da consulta agendada, você liga para o paciente por meio da função Remote Assist no Baha Fitting Software versão 6.1 ou posterior.
- 2 O paciente pode simplesmente atender à sua chamada em seu smartphone compatível, permitindo que ele participe de uma consulta por vídeo dentro do Baha Smart App.*
- 3 Uma vez conectados, você pode oferecer suporte ao seu paciente, como aconselhamento e resolução de problemas, da mesma forma que faria em uma consulta normal na clínica. Você também pode se conectar remotamente ao Baha 6 Max ou Baha 7 dele para realizar ajustes usando as funções disponíveis no software de ajuste, incluindo Feedback Analyser e BC Direct. Os ajustes são aplicados de forma síncrona.
- 4 Quando ambos estiverem satisfeitos com os resultados, você pode salvar as alterações feitas no processador e, em seguida, sair do Remote Assist encerrando a chamada.

Para informações mais detalhadas sobre o uso do Remote Assist para Baha 6 Max ou Baha 7, consulte o guia profissional de introdução ao Baha Remote Care.





Apoiando o cuidado centrado no paciente

Cuidado personalizado e consistente

O Remote Care ajuda você a permanecer conectado aos seus pacientes, oferecendo cuidado consistente ao longo de toda a jornada auditiva. As soluções de Remote Care podem ser personalizadas para cada paciente, capacitando-os a atuar em parceria com você no gerenciamento contínuo da sua saúde auditiva.

A tranquilidade de cuidados de qualidade

O Remote Care foi desenvolvido para aprimorar sua prática clínica, combinando sua experiência com soluções baseadas em evidências que ajudam a gerenciar sua base de pacientes, tempo e recursos. Com mais de 750.000 dispositivos implantados, as soluções de Connected Care da Cochlear são baseadas em extensos dados de programação e insights dos pacientes, proporcionando confiança para oferecer cuidado de qualidade de forma remota.

Soluções de cuidados inovadoras e seguras

Como pioneira em solução auditiva implantável, sabemos que as expectativas e preferências dos pacientes mudam ao longo do tempo. É por isso que estamos comprometidos em desenvolver novas tecnologias e modelos de cuidado para ajudá-lo a atender às necessidades em constante mudança.

A tecnologia segura em nuvem do Remote Care facilita a oferta de cuidado de qualidade do profissional ao paciente, ao mesmo tempo em que protege os dados pessoais por meio de técnicas de criptografia de alto nível. Oferecendo soluções de Remote Care síncronas e assíncronas, a Cochlear lidera o setor em inovação.

Para saber mais sobre como inscrever sua clínica no Cochlear Remote Care, entre em contato com o seu representante da Cochlear ou visite

www.cochlear.com/br



Hear now. And always

A Cochlear está dedicada a ajudar pessoas com perda auditiva de moderada a profunda a experimentar um mundo cheio de sons. Como líder global em soluções auditivas implantáveis, fornecemos mais de 750.000 dispositivos e ajudamos pessoas de todas as idades a ouvir e se conectar com as oportunidades da vida.

Nosso objetivo é proporcionar a melhor experiência auditiva ao longo da vida e acesso às tecnologias de próxima geração. Colaboramos com redes clínicas, de pesquisa e de suporte líderes para avançar a ciência auditiva e melhorar os cuidados.

É por isso que mais pessoas escolhem a Cochlear do que qualquer outra empresa de implantes auditivos.

* Para informações de compatibilidade, visite www.cochlear.com/compatibility.

 **Cochlear Bone Anchored Solutions AB**, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00

Cochlear Ltd. (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia
Tel: +61 2 9428 6555

Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA
Tel: +1 303 790 9010

Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204

Cochlear Latinoamérica, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220

Cochlear Europe Ltd., 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2HJ, United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Sti., Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. Boğaziçi Plaza, No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey
Tel: +90 216 538 59 00

www.cochlear.com

Este material destina-se a profissionais de saúde. Se você é um consumidor, consulte um profissional de saúde sobre tratamentos para perda auditiva. Os resultados podem variar, e seu profissional de saúde o aconselhará sobre os fatores que podem afetar o seu resultado. Sempre leia as instruções de uso. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com o representante local da Cochlear para obter informações sobre o produto.

O processador de som Cochlear Baha 6 Max é compatível com dispositivos Apple e Android. O Cochlear Baha Smart App está disponível na App Store e no Google Play.

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, SmartSound, o logotipo elíptico e as marcas com os símbolos ® ou ™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Cochlear Bone Anchored Solutions AB ou Cochlear Limited (salvo indicação em contrário).

Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registrado nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2022. Todos os direitos reservados. D2453701